

TOURNIQUET PER EMOSTASI CON CHIUSURA IN PLASTICA

Ref. 952X.XX.000



Descrizione

Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura di sicurezza in plastica resistente.

Tourniquet utilizzabile con una sola mano. Nessun fastidio alla pelle durante l'applicazione.

Privo di componenti in metallo e in lattice. Fascia lavabile e sostituibile.

Disponibile in diversi colori e varianti secondo i codici elencati in tabella:

9523.01.000	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Menta
9523.02.000	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Rosa
9523.08.000	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Verde
9523.16.000	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Rosso
9523.17.000	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Blu
9525.01.000	Tourniquet per emostasi per bambini in tessuto elasticizzato con chiusura in plastica – Multicolore

Destinazione d'uso

Tourniquet per emostasi utilizzato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un distretto corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo ematico o l'infusione di sostanze.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V9003	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. 9523.01.000	1623600/R
	Ref. 9523.02.000	1623606/R
	Ref. 9523.08.000	1623612/R
	Ref. 9523.16.000	1623614/R
	Ref. 9523.17.000	1623615/R
	Ref. 9525.01.000	1623617/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	1997 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	F. Bosch GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Materiali

Fascia	Poliestere con lycra
Fibbia	Policarbonato
Altre componenti in plastica	Poliossimetilene
Ftalati	Non presenti

Dimensioni

Tourniquet per adulti	Lunghezza x larghezza x spessore: 50 cm x 2,5 cm x 3 mm
Tourniquet pediatrico	Lunghezza x larghezza x spessore: 30 cm x 1 cm x 2 mm

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Applicare il tourniquet su cute integra. Non applicare il tourniquet su cute lesa o alterata.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavare a mano con acqua e detergente non aggressivo né schiumoso a 40°C. Risciacquare almeno due volte con acqua tiepida. Se il tourniquet è contaminato con sangue, secrezioni o altri fluidi biologici, smaltire immediatamente il dispositivo.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
952X.XX.000**	Tourniquet per emostasi con chiusura in plastica.	1

**La confezione contiene un tourniquet per emostasi del colore/variante scelto secondo i codici definiti.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	19/10/2018	Aggiornamento del sistema gestione qualità aziendale nel footer della scheda.

