

TERMOFORO ELETTRICO DORSO/CERVICALE

Ref. TC-005



Descrizione

Termoforo elettrico dorso/cervicale da 100 W, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale: imbottitura in Pile super accogliente, senza fodera
- Voltaggio: 220-240V
- 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Lavabile grazie al controller staccabile
- Riscaldamento rapido e protezione da surriscaldamento

Destinazione d'uso

Termoforo riscaldante, indicato per trattamenti termici del dorso e della cervicale



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Conformità alla Direttiva europea 2014/35/UE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Conformità altri standard tecnici	IEC 60335-2-17 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	BELLAVIE & SUNBRIGHT (Cina)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Potenza	100 W
Classe di protezione	Classe II
Regolazione Temperatura	Commutatore elettrico a 3 temperature: pos. 0 = Apparecchio spento pos. 1 = Calore minimo pos. 2 = Calore medio pos. 3 = Calore massimo
Alimentazione	220/240 V – 50/60 Hz
Dimensioni	43 x 62 cm

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	<p>Prima di procedere alla pulizia del termoforo, togliere la spina e lasciarlo raffreddare almeno dieci minuti.</p> <p>Il termoforo è dotato di un'unità di comando rimovibile. Separate l'unità di comando dal termoforo estraendo il cavo di collegamento dalla spina.</p> <p>Non utilizzare il termoforo se piegato o non ben disteso!</p> <p>Non inserire aghi nel termoforo!</p> <p>Non adatto per bambini con meno di 3anni!</p> <p>Utilizzare il termoforo esclusivamente in luoghi chiusi!</p> <p>Utilizzare di nuovo il termoforo solo una volta che è completamente asciutto.</p>
--------------------------------	--

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

CONSERVAZIONE	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Il termoforo può essere lavato al massimo a 30°C con ciclo di lavaggio delicato! Non usare candeggina! Il termoforo non deve essere asciugato in centrifuga! Il termoforo non deve essere stirato! Pulire il termoforo a secco (con una spazzola soffice) o secondo le indicazioni riportate sul manuale d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto delle normative in vigore in materia di tutela ambientale. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
TC-005	Termoforo elettrico dorso/cervicale	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
TC-R01	Comando a filo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	27/03/2021	Prima emissione della scheda tecnica

