

Rev. 00  
Maggio 2008

 DynaMED

## Scheda tecnica

Ditali per trazione in rafia

 INTERMED  
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
<b>27810 00</b>	Set completo - 6 misure
<b>27810 01</b>	Ditale in rafia 1 gr; 17 cm
<b>27810 02</b>	Ditale in rafia 2 gr; 16,5 cm
<b>27810 03</b>	Ditale in rafia 3 gr; 15,5 cm
<b>27810 04</b>	Ditale in rafia 4 gr; 14,5 cm
<b>27810 05</b>	Ditale in rafia 5 gr; 13 cm
<b>27810 06</b>	Ditale in rafia 6 gr; 11 cm

Indicazioni	
Produttore	<b>Dr. Paul Koch, Germania</b>
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Ditali per trazione.

### Descrizione

Ditali in rafia per trazione dotati di gancio da appendere alle catenelle.

Per ottenere una sicura sospensione delle dita è necessario contrarre l'intreccio in rafia dei ditali.

Allentando la trazione è possibile sfilare i ditali.

### Caratteristiche tecniche

Ganci: materiale metallico
Reticolato: fibra tessile ricavata dalla pianta della rafia

**INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore.

## Controindicazioni

Non si conoscono controindicazioni, il materiale a contatto con la pelle è gomma sintetica.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



### **INTERMED s.r.l.**

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142