

## SEDIA DA DOCCIA E COMODA BASCULANTE

**Ref. AB-96**



### Descrizione

Sedia da doccia e comoda con telaio in alluminio verniciato, basculante mediante due pistoni in acciaio inox, sedile regolabile su due livelli di altezza. Braccioli ribaltabili imbottiti. Poggiatesta rimovibile regolabili in altezza, con fascia in nylon poggia polpacci e pedana in plastica. Sedile morbido in poliuretano con foro e tappo. Schienale con fasce in nylon regolabili in tensione e regolabile in due posizioni per regolazione dell'angolo sedile/schienale. Ruote girevoli in plastica sigillate, con rivestimento in gomma e freni di stazionamento. Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità. Cintura di sicurezza in nylon. Secchio di plastica rimovibile con coperchio.

### Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e per igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Foto dettagli



Poggia testa



Regolazione altezza seduta



Ruote con freno

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y091203	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	666447	
Codice Nomenclatore Tariffario	09.12.03.003	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI EN ISO 9001:2008	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Conformità a UNI CEI EN ISO 13485:2012	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2012	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Caratteristiche Tecniche

Larghezza totale	54 cm
Basculamento	25°
Angolo di seduta/schienale	93° e 103°
Altezza seduta	55 e 57 cm
Larghezza seduta	44 cm
Profondità seduta	42 cm
Larghezza schienale	45 cm
Altezza schienale	48 cm
Altezza poggia testa	da 119 a 132 cm
Telaio	Alluminio verniciato
Ruote	n°4 diametro 12 cm piroettanti con freno di stazionamento
Materiale sedile, poggia testa e imbottitura braccioli	Polyuretano
Materiale schienale	Nylon
Materiale palette poggia piedi	Plastica
Portata massima	120 Kg
Peso	15 Kg

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta delle ruote e dei freni. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-96	Sedia da doccia e comoda basculante	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.3	21/09/2018	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto

