DEAMBULATORE PIEGHEVOLE, FISSO CON DOPPIE IMPUGNATURE *Ref. AD-49*



Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, una barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura durante la deambulazione, e due impugnature poste più in basso, aiutano nella fase di sollevamento dalla seduta. Possibilità di regolazione dell'altezza.

Le quattro gambe sono dotate di puntali in gomma antiscivolo che costituiscono una sicura base di appoggio durante l'utilizzo.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Identificazione prodotto


	E	E
Dispositivo Medico	▼ SI	□ NO
Codice CND	Y120603	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1857691/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.03.003 - 12.06.09.109 - 12.06.09.130	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	▼ SI	□ NO
Classe del dispositivo medico	▼ I	
Marcatura CE	✓ SI	□ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	□ NO
Ente Certificatore	□ SI	▼ NO
Sterile	□ SI	▼ n/a
Latex Free	▼ SI	□NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barra stabilizzatrice: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Puntali: Gomma antiscivolo
Peso	2,7 kg
Diametro tubi	2,6 cm
Regolazione in altezza	Da 71,8 a 89,6 cm
Portata massima	136 kg



Ingombri e regolazioni (in mm)



Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-49	Deambulatore pieghevole con doppie impugnature	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.







Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	ND

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	04/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.