

## **BASTONE TORINO IN ALLUMINIO A REGOLAZIONE CONTINUA**

**Ref. AD-70**



Immagine indicativa del prodotto.

### **Descrizione**

Bastone in alluminio con manico ergonomico, dotato di un pulsante di regolazione continua, per ottenere l'altezza desiderata. Disponibile nel colore Nero. Dotato di puntale in gomma.

### **Destinazione d'uso**

Ausilio indicato per persone che necessitano di un supporto durante la deambulazione.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1857807/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

## Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	Ergonomica
Lunghezza del bastone	da 67 a 104 cm
Materiali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manico in plastica e Silicone</li> <li>- Struttura in alluminio</li> <li>- Puntale in gomma</li> </ul>
Portata massima	150 kg

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-70	Bastone Torino in alluminio	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	30/07/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	16/03/2020	Aggiunta manuale d'uso

