

BRAKE – Carrozzina leggera in alluminio con freni a tamburo **Ref. BRAKE-xx**



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera. Seduta in nylon imbottito di colore nero. Schienale con cinghie tensionabili, in nylon imbottito di colore nero. Braccioli desk ribaltabili ed estraibili e regolabili in altezza, con poggia-braccio in poliuretano regolabile in longitudinale e pannello laterale in plastica. Blocco freno regolabile in alluminio. Reggi-gambe estraibili con possibilità di rotazione antero-posteriore. Pedane poggia-piedi in plastica con ferma-tallone, regolabili in altezza e flesso-estensione. Ruote posteriori piene da 600 mm ad estrazione rapida, ruotini per passaggi stretti e kit antiribaltamento. Ruotini anteriori da 200 mm con forcella in alluminio a tre posizioni di regolazione. Piastra di fissaggio per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità. Freni a leva sulle impugnature per azionare i freni a tamburo, per accompagnatore. Mancorrenti in alluminio.

La carrozzina è disponibile in 6 misure di seduta.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BRAKE 38 BRAKE 40 BRAKE 43 BRAKE 45 BRAKE 48 BRAKE 51	1709780/R 1709794/R 1709798/R 1709800/R 1709803/R 1709805/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.21.06.036 – 12.21.06.039 – 12.24.03.115 – 12.24.03.118 – 12.24.06.160 – 12.24.06.172 – 12.24.21.106 – 12.24.21.109 – 12.24.21.112 12.24.06.175 solo per cm 48 e 51	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

BRAKE	38	40	43	45	48	51
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Larghezza totale	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	71 cm
Lunghezza totale	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza braccioli	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm	23-30 cm

Portata massima	110 Kg
Materiali	Telaio Alluminio Schienale e seduta Nylon Ruote posteriori Alluminio con copertoni in Poliuretano pieno o pneumatiche. Ruote anteriori In plastica con copertone in PU Forcella per ruote anteriori Alluminio Braccioli Poliuretano Sistema frenante Alluminio Mancorrenti Alluminio
Peso	≥ 16 kg , secondo configurazione
Diametro ruote posteriori	24"
Diametro ruote anteriori	8"
Diametro ruotini per passaggi stretti	1,5"
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale
Freni a tamburo	Leve di azionamento sulle impugnature
Braccioli	Desk regolabili in altezza e profondità

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
BRAKE**	BRAKE Carrozzina leggera ad autospinta.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
FX/BK-11	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
EL-22	Prolunga schienale pieghevole	1
CA-104	Cuscino dorso-lombare	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	07/06/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
0.1	16/10/2018	Aggiornamento tabella accessori



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.