

TOURNIQUET PER EMOSTASI CON CHIUSURA IN ABS

Ref. LM-02



Descrizione

Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con colori fantasia, chiusura di sicurezza in ABS resistente con sistema di allentamento gradualmente o immediato.

Tourniquet utilizzabile con una sola mano. Nessun fastidio alla pelle durante l'applicazione.

Privo di componenti in metallo e in lattice. Fascia lavabile e sostituibile.

Destinazione d'uso

Tourniquet per emostasi utilizzato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un distretto corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo ematico o l'infusione di sostanze.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | V9003 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 2045735/R | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marchatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 (Intermed) | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura | |
| Fabbricante | ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (Cina) | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Germania) | |
| Distributore | 2020 (Intermed) | |

Materiali

| | |
|---------|----------------------|
| Fascia | Poliestere con lycra |
| Fibbia | ABS |
| Ftalati | Non presenti |

Dimensioni

| | |
|------------|--|
| Tourniquet | Lunghezza x larghezza x spessore: 45 cm x 2,5 cm |
| Peso | 30 g |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Applicare il tourniquet su cute integra. Non applicare il tourniquet su cute lesa o alterata. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Lavare a mano con acqua e detergente non aggressivo né schiumoso a 40°C. Risciacquare almeno due volte con acqua tiepida. Se il tourniquet è contaminato con sangue, secrezioni o altri fluidi biologici, smaltire immediatamente il dispositivo. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|--|-----------------|
| LF-M02 | Tourniquet per emostasi con chiusura in ABS. | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 27/07/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

