

## Latitude - Carrozzina elettrica da esterni Ref. PW-200



Il colore e la configurazione del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

### Descrizione

Carrozzina elettrica da esterni con ammortizzatori posteriori e telaio smontabile, dotata di luci anteriori e posteriori con frecce direzionali, schienale abbattibile con cinghie tensionabili e rivestimento imbottito, regolabile in inclinazione. Seduta regolabile in profondità, braccioli regolabili in altezza, estraibili dotati di spondine protetti abiti, pedane estraibili, regolabili in altezza con regolazione della flessione-estensione della paletta poggia-piedi. Il comando di guida è montato su attacco snodato che permette di trovare la migliore posizione per l'utilizzo. Ruote posteriori da 14" pneumatiche su cerchio in alluminio, le ruote anteriori hanno dimensione 10" pneumatiche su cerchio in alluminio. Dotata di 2 batterie da 40 Ah cad. che permettono un'autonomia di 30 Km. Carrozzina con freni elettromagnetici.

**(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a velocità media).**

### Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1769216/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.36.06.015	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche - Carrozzina

Materiali	Telaio in Alluminio verniciato a polveri
Larghezza seduta	43 cm
Profondità seduta	46 cm
Altezza schienale	51 cm
Altezza braccioli	Regolabile, da 28 a 35 cm
Larghezza totale	62 cm
Lunghezza totale	98 cm
Altezza seduta dal suolo	50 cm (anteriore)
Velocità massima	10 km/h
Autonomia	30 Km
Pendenza superabile	Max 8°
Ruote anteriori [diametro] x [larghezza]	10" x 3"
Ruote posteriori [diametro] x [larghezza]	14" x 3"
Braccioli	Regolabili in altezza, estraibili, con proteggi abiti
Pedane	Amovibili regolabili in altezza e flessione, con ferma-tallone

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Portata	120 kg
Peso con batterie	≥ 86 kg
Peso senza batterie	≥ 60 kg

## Caratteristiche Tecniche - Alimentazione

Potenza motore	320 W
Comando	24 V / 50 A (marca PG, UK)
Batterie	2 x 12 V, 40 Ah. Piombo.
Carica batterie	DC 24 V 5 A ; AC 115 V / 230 V

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
PW-200	Carrozzina elettrica da esterni	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CA-104	Cuscino dorso-lombare	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	05/06/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

