

## PEDALIERA PER RIABILITAZIONE CON IMPUGNATURE ROTANTI

*Ref. RA-216008D*



### Descrizione

Pedaliera per riabilitazione in acciaio cromato, con impugnature rotanti.

Dispositivo dotato di manopole per regolare l'intensità dello sforzo sugli arti superiori ed inferiori, piedini antiscivolo in materiale plastico e di un'asta con impugnature rotanti per l'esercizio degli arti superiori.

### Destinazione d'uso

Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapia, indicata per persone con difficoltà motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z129003	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	600231/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2012	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	54 x 42 x 24 cm (asta esclusa)
Materiali	Pedali in materiale plastico. Manopola di regolazione in materiale plastico. Struttura ed asta in acciaio cromato.
Manopole di regolazione	n. 2

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-216008D	Pedaliera per riabilitazione con impugnature rotanti	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	ND

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.1	28/11/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

