

**MISURATORE ELETTRONICO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA,
AUTOMATICO A BRACCIALE – Modello BLUETOOTH PHASE II
Ref. UA-767PBT-Ci**



Descrizione

Misuratore elettronico della pressione arteriosa con metodo di misura oscillometrico e tecnologia Bluetooth per trasmettere i dati a Tablet e Personal Computer per applicazioni di Telemedicina.

Display a tre linee per visualizzare contemporaneamente i valori di pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni.

Bracciale per adulti soft, privo di lattice, adatto per circonferenze comprese tra 22 e 32 cm.

Predisposizione per l'utilizzo con alimentatore a rete elettrica.

Funzioni diagnostiche

- Memoria di 200 misure con data e ora

Funzioni comfort

- Bracciale per adulti soft latex free con chiusura a velcro e anello in plastica anallergica
- Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l'intero ciclo della misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie

Funzioni speciali

- Trasmissione dei dati via Bluetooth a Tablet e Personal Computer per applicazioni B2B
- Certificato Continua Health Alliance

Destinazione d'uso

Misurazione della pressione arteriosa periferica e della frequenza cardiaca in modo non invasivo in ambito medico e domiciliare.

Validazione clinica

Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della British Hypertension Society (B.H.S.) – grado A/A, ottenuta con bracciale tipo soft per adulti.

Il misuratore UA-767PBT-Ci può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

Riferimenti bibliografici: Blood Pressure Monitoring 2004, Volume 9 – N° 4 – Pagine da 225 a 229.

* dichiarazione di equivalenza con il modello UA-767PLUS del quale conserva i componenti interni e l'algoritmo di misura

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z1203020501	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1257019/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input checked="" type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Classe e tipo apparecchiatura - CEI 62-5	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> AI	
	<input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> CF	
Test clinici	In conformità ad ANSI / AAMI SP-10 1987 EMC IEC 60601-1-2: 2007 ISO 81060-2:2013	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2014	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura e bracciale	
Fabbricante	A&D Company, Limited – Tokyo – Giappone	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	A&D Instruments, Limited – Abingdon – U.K.	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Parametri rilevati	Pressione arteriosa e pulsazioni
Metodo di misura	Oscillometrico con tecnologia Fuzzy Logic
Range di misura	Pressione 0 – 299 mmHg Pressione sistolica 60 – 279 mmHg Pressione diastolica 40 – 200 mmHg Pulsazioni 40 – 180 battiti/min.
Pressurizzazione	Automatica
Range pressione di gonfiaggio	0 – 300 mmHg
Campo di applicazione	Adulti
Precisione	Pressione ± 3 mmHg Pulsazioni $\pm 5\%$
Display	A cristalli liquidi
Dimensioni Display	2,5"
Visualizzazione	Pressione sistolica, diastolica, pulsazioni contemporaneamente
Indicazioni sul display	Durante misura: livelli di pressione – data e ora Termine misura: valori di pressione e pulsazioni – indicazione di aritmia cardiaca – codici di errore – data e ora
Capacità di memoria	200 misure
Comunicazione	Bluetooth Ver. 2.1 classe 1 – Compatibile SSP HDP
Bracciale in dotazione	Realizzato in nylon
Circonferenza di applicazione su arto superiore	Da 22 a 32 cm
Connessioni	1 tubo prolunga con connettore dedicato per collegamento al misuratore elettronico
Mercury free	Si
Latex free	Si
Indicazioni stampate sul bracciale	Si
Alimentazione	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie	Circa 450 misure
Dimensioni	147 (L) x 110 (P) x 64 (A) mm
Peso	300 grammi (batterie escluse)
Temperatura di utilizzo	+10 °C ~ +40 °C – umidità relativa da 30% a 85%
Temperatura di conservazione	-20 °C ~ +60 °C – umidità relativa da 10% a 95%

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Immagini prodotto



Misuratore
Vista superiore



Bracciale
Vista interna



Bracciale
Vista esterna



Custodia
Vista frontale

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Utilizzare il bracciale in dotazione solo insieme a dispositivi A&D compatibili.
CONSERVAZIONE	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per la pulizia, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
UA-767PBT-Ci	Misuratore elettronico automatico a bracciale	1
SLIM-ADU	Bracciale per adulti tipo soft – latex free – circonferenza braccio 22 – 32 cm	1
Batterie	Batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA	4
Istruzioni d'uso	Manuale di istruzioni multilingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco	1
Custodia	Astuccio per trasporto e conservazione	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
UA-UNI	Bracciale universale – latex free – per arto superiore circonferenza braccio 22 – 42 cm	1
SMOOTH-ADU	Bracciale per adulti tipo semi-rigido – latex free – circonferenza braccio 17 – 32 cm	1
UA-SL	Bracciale per adulti grande tipo soft – latex free – circonferenza braccio 23 – 37 cm	1
UA-OBE	Bracciale per adulti obesi tipo soft – latex free – circonferenza braccio 31 – 45 cm	1
AX-TB-233C-EC	Alimentatore a rete elettrica 220 V	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

