

Rev. 00
Maggio 2013

 LifeMED

Scheda tecnica

UC-324NFC

Bilancia elettronica per uso privato
– trasmissione dati wireless NFC

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
UC-324NFC	Bilancia elettronica pe uso privato – trasmissione dati wireless NFC

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	V0399
Conformità	Dispositivo di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia elettronica per il controllo del peso corporeo al domicilio con tecnologia wireless NFC.

Descrizione

Bilancia pesa persone elettronica per uso privato con display a cristalli liquidi dal design sottile, grazie alla comunicazione con lo smartphone l'orologio e il calendario vengono aggiornati automaticamente durante la trasmissione delle misure.

La bilancia ha la possibilità di selezionare la pesata in Kg o libbre, una portata di 150 Kg e una divisione 5 g < 100 Kg > 100 g.

Dimensioni limitate che permettono la conservazione anche in piccoli spazi.

Funzionamento a batterie alcaline.

Accessori presenti all'interno della confezione

UC-324NFC

nr. 4 batterie alcaline da
1,5 V – tipo AA

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	peso corporeo
Portata	150 Kg
Divisione	5 g < 100 Kg > 100 g
Capacità di memorizzazione:	100 misure
Funzioni:	Visualizzazione peso corporeo Selezione tra Kg. e lb.
Display:	a cristalli liquidi – altezza caratteri 25 mm
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie:	1000 pesate
Spegnimento:	automatico dopo 5 secondi
Dimensioni:	320 (L) x 314 (P) x 35 (A) mm
Peso:	2,2 Kg.
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ +70 °C
Comunicazione wireless	Modulo di interfaccia NFC

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

RC-S360/S	Dongle SONY NFC
-----------	-----------------

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142