

## STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI

*Ref. 2005xx*



### Descrizione

Stampella pediatrica con doppia regolazione, una in altezza per il puntale d'appoggio e l'altra per il supporto brachiale. Impugnatura ergonomica.

### Destinazione d'uso

Ausili per la mobilità personale. Favoriscono la deambulazione di bambini con difficoltà motorie.

### Identificazione prodotto

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Dispositivo Medico   | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND   | Y120306  |                             |
| Identificativo di Registrazione  | 97984  |                             |
| Codice Classificazione ISO   | 12.03.06.003   |                             |
| Identificativo di registrazione EUDAMED                                      | Non ancora rilasciato  |                             |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745                                 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |                             |
| Marcatura CE   | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                                  | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Ente Certificatore                        | <input type="checkbox"/> SI   | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile                                   | <input type="checkbox"/> SI   | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free                                | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | <input type="checkbox"/> NO            |
| Anno immissione in commercio              | 2010  |  |
| Garanzia                                  | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura |  |
| Fabbricante                               | HERDEGEN SAS – 77500 Chelles, Francia - www.herdegen.fr                         |  |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a   |  |
| Distributore                              | INTERMED S.r.l.   |  |

## Caratteristiche Tecniche

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>STRUTTURALI</b>     | Dimensioni                                    |                      |
|                        | Altezza appoggio antibrachiale                | 22 cm                |
|                        | Range di regolazione altezza dell'impugnatura | 55 – 75 cm           |
|                        | Livelli di regolazione altezza per il tubo    | 12 posizioni         |
|                        | Materiali componenti                          |                      |
|                        | Tubo  | Alluminio anodizzato |
| Appoggio antibrachiale | Polipropilene                                 |                      |
| Peso                   | 330 g   |                      |
| Colore:                |   |                      |
| Ref. 200510            | TURCHESE/VIOLA                                |                      |
| Ref. 200520            | ARANCIO/BLU                                   |                      |
| Portata massima        | 75 kg   |                      |

## Informazioni utili

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.<br>Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.   |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Pulire con panno morbido e detergenti neutri.<br>Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.   |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.  |

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE    | DESCRIZIONE   | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| 2000xx        | Stampelle pediatriche                               | 2               |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1               |

## Accessori

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|-------------|-----------------|
| n/a        | n/a         | n/a             |

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA                                  |
|------|------------|---|
| 1.0  | 12/10/2022 | Nuova emissione per adeguamento normativo |

