


PIANO DI MISURAZIONE PER USO PEDIATRICO seca 210

Ref. 210



Descrizione

Piano di misurazione pediatrico per determinare la lunghezza di neonati e infanti.

In morbida e durevole plastica, delicato sulla pelle, lavabile e ripiegabile. Soluzione salva-spazio per facili e precise misurazioni.

Il ferma-testa fisso ed il ferma-piedi di facile scorrimento lo rendono di semplice uso.

Destinazione d'uso

Il piano di misurazione seca 210 serve per misurare neonati e infanti in posizione distesa. E' un apparecchio medico utilizzato negli ospedale e negli ambulatori. Ideale anche per uso mobile.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.





Rev. 2.0 - novembre 2016 p. 2/4

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	NO
Codice CND	V0399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	93369/R	
Conformità alla Direttiva: - 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE	▼ SI	□ NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	□ I ✓ Im □ Is □ IIa	□ IIb □ III
Marcatura CE	▼ SI	NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	■ NO
Ente Certificatore	▼ SI	NO
Sterile	□ SI	▼ NO
Latex Free	▼ SI	NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	seca Gmbh & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Range di misura	10 - 99 cm
Divisione	5 mm
Precisione	± 5 mm
Dimensioni (L x A x P)	1.250 x 140 x 300 mm
Dimensioni ripiegato (L x A x P)	120 x 140 x 300 mm
Peso	575 kg
Condizioni ambientali di utilizzo Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Immagini prodotto





Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
CONSERVAZIONE	Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
210	Piano di misurazione per uso pediatrico	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
409	Zaino per trasporto piano di misurazione seca 417 o seca 210 in combinazione con pesa neonati elettroniche	1
414	Borsa per trasporto piano di misurazioni seca 417 o seca 210 in combinazione con pesa neonati elettroniche	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

