


STECHE DI CRAMER

Ref. 22100-xx



Descrizione

Dispositivi realizzati in metallo malleabile rivestito con vernice atossica bianca RAL 9010.

Destinazione d'uso

Le stecche di Cramer sono indicate per l'immobilizzazione di arti superiori o inferiori.

Dispositivi monouso.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	M030505	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	22100-15 22100-16 22100-17 22100-18 22100-19 22100-20	1811961/R 1812080/R 1812081/R 1812083/R 1812084/R 1812086/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Dr. Paul Koch, Germania	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Codice ref.	Descrizione
22100-15	misura 100 x 4 cm
22100-16	misura 100 x 6 cm
22100-17	misura 100 x 8 cm
22100-18	misura 100 x 10 cm
22100-19	misura 100 x 12 cm
22100-20	misura 100 x 15 cm

Materiale	Metallo malleabile rivestito con vernice atossica bianca RAL 9010.
Monouso	Si

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la stabilizzazione di arti superiori e inferiori è importante che esso venga usato su consiglio medico.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Le stecche di Cramer sono dispositivi monouso. Non riutilizzare. Pulire con un panno umido e detergenti non aggressivi.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con l'unità principale.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
22100-xx**	Stecche di Cramer.	1

**Codice variante a seconda della misura scelta.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	01/2008	Prima emissione.
0.1	07/09/2020	Emissione della scheda tecnica nel nuovo formato definito e rimozione dei codici obsoleti

