

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>FASCIA FERMAPOLSO</p>	<p>Rev 00</p> <p>Agosto 2009</p>
--	--	----------------------------------

Codice	27-08
---------------	--------------

Indicazioni

Controllo dei movimenti in pazienti su carrozzina.

Descrizione

Dispositivo realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata ma non deve essere serrato eccessivamente. Sebbene il dispositivo sia indicato per controllare i movimenti del paziente esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello stesso. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

Materiali componenti

<u>Tessuto</u>	<i>vellutino accoppiato (Pam)</i>
<u>Tiranti</u>	<i>poliestere</i>
<u>Imbottitura</u>	<i>Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)</i>
<u>Parte interna</u>	<i>retina traspirante (Pes)</i>

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

Finitura

Cuciture

Pulizia e disinfezione

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. Non stirare. Non candeggiare. Centrifugata ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 12 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y122499

Numero di repertorio: 601231

Produttore ERREGI per INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE