

Rev. 00  
Gennaio 2009

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 354

Bilancia digitale pesa neonati

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
354 1317 009	Bilancia digitale pesa neonati con piatto rimovibile per pesare bambini piccoli

Indicazioni	
Produttore	<b>seca gmbh &amp; co. kg – Hamburg (Germany)</b>
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia digitale pesa neonati, per uso privato.

### Descrizione

seca 354: bilancia digitale pesa neonati, modificabile in bilancia da terra per bambini.

Con la sua doppia funzione, questa pesa bilancia è veramente sensazionale: al tocco di un pulsante il piatto può essere facilmente staccato dalla base lasciandovi con una robusta bilancia da terra, per bambini sino a 20 kg.

Poiché i due elementi sono connessi in modo ben saldo l'uno con l'altro, è assolutamente sicuro sollevare e trasportare la bilancia.

La forma rotonda del piatto offre al neonato una sensazione di protezione e sicurezza.

Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Function) è facile determinare l'esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.

Funzioni:

- TARA,
- auto-HOLD (peso bloccato sul display sino allo spegnimento dopo 2 minuti)
- BMIF,

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- selezione kg/lbs,
- Spegnimento automatico

## Accessori presenti all'interno della confezione

354
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	20 Kg.
Divisione:	10 g.<10Kg. >20g.
Dimensioni (LxAxP):	552 x 166 x 330 mm
Altezza cifre LCD:	22 mm
Peso:	2,3 Kg.
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA 1,5V
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142