

LAMPADINA DIAGNOSTICA

Ref. 9520.XX.000



Descrizione

Lampadina per diagnostica in metallo zigrinato con accensione a pressione.

Dotata di 2 batterie.

Clip integrata per riporla nel taschino del camice.

Disponibile in diversi colori e varianti secondo i codici elencati in tabella:

Codice prodotto	Colore
9520.00.000	Argento
9520.08.000	Verde
9520.12.000	Nero
9520.15.000	Oro
9520.16.000	Rosso
9520.17.000	Blu

Destinazione d'uso

Lampadina diagnostica per esaminare superfici cutanee, canale auricolare e nasale.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z129004	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	98041/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	1997 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	F. Bosch GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno leggermente imbevuto di detergente non aggressivo, facendo attenzione a non bagnare eccessivamente il prodotto.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
9520.XX.000	Lampadina diagnostica completa di due batterie	1

Cronologia delle revisioni

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	23/03/2020	Aggiornamento del sistema gestione qualità aziendale nel footer della scheda.

