



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

# CALZATURA POST-OPERATORIA AMBIDESTRA ACTIVA 16

Rev. 01

Ottobre 2010

<b>Codice</b>	<b>Misura</b>
<b>A16-3536</b>	<b>35-36</b>
<b>A16-3738</b>	<b>37-38</b>
<b>A16-3940</b>	<b>39-40</b>
<b>A16-4142</b>	<b>41-42</b>
<b>A16-4344</b>	<b>43-44</b>
<b>A16-4546</b>	<b>45-46</b>
<b>A16-4748</b>	<b>47-48</b>

### **Indicazioni**

Calzatura indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

Permette di scaricare il peso del corpo sull'avampiede e una miglior deambulazione anche in presenza di sostanziali alterazioni della forma del piede stesso.

### **Descrizione**

Calzatura alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e con ampio margine per favorire la calzatura.

Tessuto tomaia in materiale anallergico, traspirante e lavabile con bordino per applicazione del puntale di copertura.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo con rinforzo interno in acciaio antiflessione.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici).

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore blu.

Accessori opzionali; copertura Activa C8

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Sicurezza**

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

### **Pulizia**

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

# CALZATURA POST-OPERATORIA AMBIDESTRA ACTIVA 16

Rev. 01

Ottobre 2010

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### **Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico.

Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

### **Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI)



**Codice CND**      **Y063303**  
**N. Repertorio**

**Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE**