

## TAVOLA PER VASCA CON MANIGLIA E DISCO ROTANTE

**Ref. AB-44N**



### Descrizione

Tavola da vasca con fermi di tenuta regolabili in larghezza in materiale plastico morbido antigraffio per una maggiore tenuta, con maniglia di appoggio laterale e disco rotante rivestito in poliuretano morbido, scorrevole per facilitare l'ingresso nella vasca. Ideale come sedile o asse di appoggio durante le operazioni di igiene personale.

### Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y093303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2186919/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Anno immissione in commercio	2021
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura
Fabbricante	INTERMED S.r.l.
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039
Distributore	INTERMED S.r.l.

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997AUSILIBAGNOS5
<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
AB-44N	8052679973262

## Caratteristiche Tecniche

Larghezza seduta	73 cm
Profondità lato maniglia	29 cm
Profondità lato esterno	35 cm
Diametro disco	33 cm
Larghezza appoggi regolabile	Da 33 a 58 cm
Materiale	Struttura sedile in plastica PE, Fermi per tenuta plastica morbida antiscivolo.
Portata	135 kg

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-44N	Tavola per vasca con disco rotante	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/12/2021	Prima emissione della scheda tecnica.

