

Sedia comoda
Ref. AB-58CF



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Sedia comoda realizzata in colore blu regolabile in altezza. Telaio in acciaio verniciato, seduta con foro, copri-seduta e schienale imbottiti. Utilizzabile in bagno come normale rialzo per wc.

Destinazione d'uso

Sedia indicata come ausilio per wc.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y091203	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1360972/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2015 (intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Dimensione seduta	47 x 44 cm
Dimensione schienale	47 x 26 cm
Altezza seduta dal suolo	40 a 50 cm
Altezza braccioli	16,5 cm
Ingombro totale	59 x 52 x 83 cm
Portata	110 kg
Materiali	Telaio: Acciaio. Seduta e schienale: PVC imbottito. Poggiabraccia: materiale plastico. Puntali: gomma antiscivolo

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AB-58CF	Sedia da comodo	5
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	5

**Unità di confezionamento da 5 pz destinata ai rivenditori, l'utente potrà comprare da questi ultimi al pezzo.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/04/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

