

## SEDILE PER DOCCIA A PARETE

**Ref. AB-60N**



### Descrizione

Sedile per doccia da parete ribaltabile. Ausilio per la cura e l'igiene personale. Seduta ergonomica e ribaltabile con fori per il deflusso dell'acqua.

### Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y093303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2186925/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Fabbricante	INTERMED S.r.l.
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039
Distributore	INTERMED S.r.l.

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997AUSILIBAGNOS5
<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
AB-60N	8052679974283

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni seduta	37 x 23 x 2,7 cm
Materiale	Struttura di supporto in Acciaio verniciato, Sedile in plastica PE,
Peso	2,7 kg
Portata	100 kg

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-60N	Sedile per doccia da parete	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/12/2021	Prima emissione scheda tecnica.

