

## SEDIA DA DOCCIA E COMODA

**Ref. AB-SDxx-24**



*La configurazione della sedia da doccia sulla foto è puramente indicativa*

### Descrizione

Sedia da doccia e da comodo con struttura in alluminio, ruote posteriori da 24" dotate di freni di stazionamento e ruote anteriori piroettanti da 5". Seduta in PU regolabile in altezza, con foro anteriore ad U apribile. Due livelli di regolazione in altezza dello schienale in tela idrorepellente con cinghie tensionabili. Braccioli ribaltabili con poggia-braccio morbido. Dispositivo wc estraibile. Pedane estraibili, ribaltabili e regolabili in altezza. Disponibile in cinque misure di seduta, 40, 45, 50, 55, 60 cm.

### Destinazione d'uso

Ausilio per agevolare le funzioni di evacuazione e per igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitate capacità motorie.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y091203	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AB-SD40-24	2675494/R
	AB-SD45-24	2675495/R
	AB-SD50-24	2675497/R
	AB-SD55-24	2675498/R
	AB-SD60-24	2675499/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	


## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997AUSILIBAGNOS5
<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
AB-SD40-24	8056992231276
AB-SD45-24	8056992231283
AB-SD50-24	8056992231290
AB-SD55-24	8056992231306
AB-SD60-24	8056992231313

## Caratteristiche Tecniche

Dimensione seduta	40 – 45 – 50 – 55 – 60 cm
Altezza schienale	40 e 43 cm
Altezza seduta dal suolo	Da 48 a 56 cm
Larghezza totale	57 – 63 – 67 – 72 – 77 cm
Lunghezza totale	102 cm
Diametro ruote posteriori	24" (60,96 cm)
Diametro ruote anteriori	5" (12,7 cm)
Peso	17,7 kg
Portata	40 – 45 – 50 cm 120 Kg 55 – 60 cm 250 Kg
Material	Telaio: Alluminio. Seduta: Poliuretano. Poggia braccia: Poliuretano. Ruote: sigillate in materiale plastico con copertura in gomma, impermeabili all'acqua Pedane poggipiedi: Plastica.

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021



Posizionamento variabile delle ruote posteriori e anteriori, per la regolazione dell'altezza seduta dal suolo.

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
19/15	Cintura di contenzione a bretella
AB-SD-PEL	Pelote toracali

## Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AB-SDxx-24	Sedia da doccia e WC	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\*\* Nell'imballo ci sarà la carrozzina nella misura di sedile scelta

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	02/04/2024	Prima emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	26/02/2026	Inserimento misure di regolazione altezza seduta, schienale e immagini.

