

**TRIPODE**
**Ref. AD-17**

**Descrizione**

Tripode per deambulazione con base di appoggio regolabile in altezza a 10 differenti livelli, impugnatura ergonomica in poliuretano morbido e puntali alla base in gomma antiscivolo.

**Destinazione d'uso**

Il tripode AD-17 è un ausilio per la deambulazione, utilizzabile con un braccio.

**Identificazione prodotto**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Dispositivo Medico   | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Codice CND   | Y120315  |  |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                                       | 2216306/R  |  |
| Identificativo di registrazione EUDAMED                                      | Non ancora rilasciato  |  |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745                                 | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III |  |
| Marcatura CE   | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                                  | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |
| Ente Certificatore   | <input type="checkbox"/> SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile  | <input type="checkbox"/> SI  | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free   | <input checked="" type="checkbox"/> SI   | <input type="checkbox"/> NO            |

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Anno immissione in commercio | 2014   |
| Garanzia                     | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. |
| Fabbricante                  | INTERMED S.r.l.  |
| SRN Fabbricante              | IT-MF-000013039  |

## IDENTIFICAZIONE UDI

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| BASIC UDI-DI | 805267997DEAMBULAZNV |
| Codice Ref.  | UDI-DI               |
| AD-17        | 8052679976126        |

## Caratteristiche tecniche

|                 |  |                      |
|-----------------|--|----------------------|
| STRUTTURALI     | Dimensioni                                     |                      |
|                 | Range regolazione altezza della struttura      | 77 – 100 cm          |
|                 | Perimetro di appoggio                          | 23 x 23 x 28 cm      |
|                 | Livelli di regolazione altezza della struttura | n° 10                |
|                 | Materiali componenti                           |                      |
|                 | Struttura                                      | Alluminio anodizzato |
|                 | Impugnatura                                    | PU                   |
| Base            | Acciaio verniciato                             |                      |
| Puntali         | Gomma  |                      |
| Peso            | 800 g  |                      |
| Portata massima | 100 kg   |                      |

## Informazioni utili\*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.<br>Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. |
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.<br>Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.  |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Pulire con panno morbido e detergenti neutri.<br>Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.   |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.  |

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

| COMPONENTE    | DESCRIZIONE   | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| AD-17         | Tripode   | 1               |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1               |

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA  |
|------|------------|---|
| 1.0  | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 2.0  | 07/07/2021 | Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo        |
| 2.1  | 17/09/2021 | Inserimento del SRN fabbricante                                   |
| 2.2  | 02/03/2022 | Nuovo numero BDM per aggiornamento MDR                            |

