

BASTONI IN ALLUMINIO REGOLABILI

Ref. AD-30x / AD-31x / AD-32x / AD-33x



Immagine indicativa del prodotto.

Descrizione

Modello Devon. Bastone in alluminio con impugnatura anatomica destra o sinistra (AD-30D – AD-30S) regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 75 a 98 cm. Puntale in gomma. Colore nero.

Modello Dorset. Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 79 a 102 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero. (AD-31M – AD-31N)

Modello Bristol. Bastone in alluminio con impugnatura in legno pieghevole e regolabile a 5 differenti livelli d'altezza da 83 a 93 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero. (AD-32M – AD-32N)

Modello York. Bastone in alluminio con impugnatura morbida regolabile a 10 differenti livelli d'altezza da 75 a 98 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori blu, grigio e nero. (AD-33B – AD-33G – AD-33N)

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone che necessitano di un supporto durante la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AD-30D AD-30S AD-31M AD-31N AD-32M AD-32N AD-33B AD-33G AD-33N	334959
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza: AD-30x AD-31x AD-32x AD-33x	Da 75 a 98 cm Da 79 a 102 cm Da 83 a 93 cm Da 75 a 98 cm
Materiali	- Manici: AD-30x in plastica, AD-31x in plastica, AD-32x in legno, AD-33x morbida imbottita in gomma - Struttura in alluminio - Puntale in gomma
Portata massima	110 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Codici e colori	AD-30D Devon manico destro colore Nero AD-30S Devon manico sinistro colore Nero AD-31M Dorset colore Marrone AD-31N Dorset colore Nero AD-32M Bristol colore Marrone AD-32N Bristol colore Nero AD-33B York colore Blu AD-33G York colore Grigio AD-33N York colore Nero
-----------------	--

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AD-3x	Bastone in alluminio	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene un bastone del modello scelto secondo il relativo codice prodotto richiesto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	16/03/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.