

BASTONI IN ALLUMINIO REGOLABILI

Ref. AD-80 Barby / AD-81 Cinzy / AD-82 Stone / AD-83 Giuly / AD-84 Nataly / AD-85 Lisa



Immagine indicativa del prodotto.

Descrizione

Bastoni in alluminio con manico ergonomico in legno, dotati di un pulsante che permette di memorizzare la misura dell'altezza desiderata. Disponibile nei colori con fantasie floreali o fantasie geometriche, in versione con manico a T. Dotati di puntale in gomma.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone che necessitano di un supporto durante la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AD-80 Barby AD-81 Cinzy AD-82 Stone AD-83 Giuly AD-84 Nataly AD-85 Lisa	1857872/R 1857878/R 1857880/R 1857882/R 1857884/R 1857886/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	A T ergonomica
Lunghezza del bastoni	Da 76 a 99 cm
Materiali	- Manico in Legno - Struttura in alluminio - Puntale in gomma
Portata massima	110 kg
Codici e colori	AD-80 Barby fantasia fiori manico Nero AD-81 Cinzy fantasia fiori manico Marrone AD-82 Stone fantasia geom. manico Marrone AD-83 Giuly fantasia geom. manico Blu AD-84 Nataly fantasia fiori manico Marrone AD-85 Lisa fantasia fiori manico Marrone

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AD-8x	Bastone in alluminio	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene un bastone del modello scelto secondo il relativo codice prodotto richiesto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	30/07/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	16/03/2020	Aggiunta manuale d'uso



BASTONI PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO REGOLABILI

Ref. AD-80P Barby / AD-81P Cinzy / AD-82P Stone / AD-83P Giuly / ADP-84 Nataly / AD-85 Lisa



Immagine indicativa del prodotto.

Descrizione

Bastoni pieghevoli in alluminio con manico ergonomico in legno, dotati di un pulsante che permette di memorizzare la misura dell'altezza desiderata, molto pratici durante i viaggi. Disponibile nei colori con fantasie floreali o fantasie geometriche, in versione con manico a T. Dotati di puntale in gomma.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone che necessitano di un supporto durante la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AD-80P Barby AD-81P Cinzy AD-82P Stone AD-83P Giuly AD-84P Nataly AD-85P Lisa	1857893/R 1857896/R 1857898/R 1857900/R 1857902/R 1857904/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	A T ergonomica
Lunghezza del bastoni	Da 33 a 93 cm
Materiali	- Manico in Legno - Struttura in alluminio - Puntale in gomma
Portata massima	110 kg
Codici e colori	AD-80P Barby fantasia fiori manico Nero AD-81P Cinzy fantasia fiori manico Marrone AD-82P Stone fantasia geom. manico Marrone AD-83P Giuly fantasia geom. manico Blu AD-84P Nataly fantasia fiori manico Marrone AD-85P Lisa fantasia fiori manico Marrone

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*AD-8xP	Bastone in alluminio pieghevole	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene un bastone del modello scelto secondo il relativo codice prodotto richiesto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	30/07/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	16/03/2020	Aggiunta manuale d'uso

