

STAMPELLE MODELLO RESTEP

Ref. AD-91-x



Descrizione

Stampelle in alluminio con impugnatura regolabile in altezza, appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica con catarifrangente anteriore. Disponibili in cinque varianti di colore, Nero, Blu, Grigio, Verde, e Rosso.

Destinazione d'uso

Ausili per la mobilità personale. Favoriscono la deambulazione di persone con difficoltà motorie temporanee o permanenti.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y120306	
Identificativo di Registrazione	3036731/R	
Codice Classificazione ISO	12.03.06.003	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805699223DEAMBULAZNV
--------------	----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
AD-91-N	8056992234543
AD-91-B	8056992234550
AD-91-G	8056992234567
AD-91-V	8056992234574
AD-91-R	8056992234581

Caratteristiche Tecniche

STRUTTURALI	Dimensioni	
	Altezza appoggio antibrachiale	220 mm
	Range di regolazione altezza dell'impugnatura	760 – 980 mm
	Livelli di regolazione altezza per il tubo	10 posizioni
	Materiali componenti	
	Tubo	Alluminio anodizzato Ø 19
	Appoggio antibrachiale	Polipropilene
	Peso	560 g (cad.)
	Colori:	
	Ref. AD-91-N	NERO
	Ref. AD-91-B	BLU
	Ref. AD-91-G	GRIGIO
	Ref. AD-91-V	VERDE
	Ref. AD-91-R	ROSSO
	Portata massima	130 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*AD-91-x	Stampella per deambulazione	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

* All'interno della confezione le stampelle del colore scelto

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd		

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	09/02/2026	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

