

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE *Ref. AD-N40*



Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, regolabile in altezza, una barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Le quattro gambe sono dotate di puntali in gomma antiscivolo che costituiscono una sicura base di appoggio durante l'utilizzo.

Il deambulatore può essere dotato di componenti opzionali quali ruote fisse o piroettanti da 3" o 5" di diametro e sistema autobloccante.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.





Rev. 1.0 – 25 maggio 2019 p. 2/4

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	■ NO	
Codice CND	Y120603		
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1825100/R		
Codice Nomenclatore Tariffario	nd		
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	▼ SI	■ NO	
Classe del dispositivo medico	▼I Im Is IIa	□ IIb □ III	
Marcatura CE	▼ SI	□ NO	
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	□ NO	
Ente Certificatore MDD	□ SI	▼ NO	
Sterile	□ SI	▼ n/a	
Latex Free	▼ SI	□NO	
Anno immissione in commercio	2019		
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura		
Fabbricante	INTERMED S.r.I.		
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a		
Distributore	INTERMED S.r.l.		








Caratteristiche Tecniche

Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barra stabilizzatrice: Acciaio Impugnatura: Poliuretano
	Puntali: Gomma antiscivolo
Peso	2,2 kg
Portata	136 kg

Misure e ingombri (mm)





Rev. 1.0 – 25 maggio 2019 p. 4/4

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

CODICE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-N40	Deambulatore pieghevole	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

^{**}Deambulatore nella configurazione della regolazione di altezza desiderata.

Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-R3	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 3"	2
AD-RG3	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 3"	2
AD-R3A	Gambe per deambulatore con ruote da 3" e sistema autobloccante	2
AD-GA	Gambe per deambulatore con sistema autobloccante	2
AD-R5	Gambe per deambulatore con ruote fisse da 5"	2
AD-RG5	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 5"	2
AD-R5A	Gambe per deambulatore con ruote da 5" e sistema autobloccante	2

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	24/05/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.