



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

### CALZATURA POST OPERATORIA ACTIVA Heel

Rev. 01

Giugno 2015

| Codice           | Misura    |
|------------------|-----------|
| <b>A-Heel-S</b>  | <b>S</b>  |
| <b>A-Heel-M</b>  | <b>M</b>  |
| <b>A-Heel-L</b>  | <b>L</b>  |
| <b>A-Heel-XL</b> | <b>XL</b> |

#### Corrispondenze misure:

**S = 36-36-37, M = 38-39-40**

**L = 41-42-43, XL = 44-45-46**

#### Indicazioni Terapeutiche

Calzatura post-operatoria ambidestra indicata per: ferite o ulcere nella zona del tallone, riabilitazione post intervento chirurgico nella zona del tallone

#### Descrizione

Calzatura unisex con aperture superiore e posteriore regolabili con velcro per favorire la calzatura e con cappuccio tallone asportabile.

Tomaia in cotone microforato colore blu.

Ampia calzatura a volume variabile.

Suola con struttura monoblocco in mescola assorbito e antiscivolo.

Tomaia fissata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

#### Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

#### Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

#### Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

### CALZATURA POST OPERATORIA ACTIVA Heel

Rev. 01

Giugno 2015

#### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### **Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono di tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

#### **Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 - Milano (MI)



**Codice CND**      **Y063303**  
**N. Repertorio**

**Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE**