

PINZE PRENSILI CON CALAMITA

Ref. AQ-3x



Descrizione

Pinze prensili con struttura in alluminio fissa o pieghevole, a seconda della configurazione scelta.

Dotate di presa con calamita ricoperta di gomma antiscivolo.

Impugnatura ergonomica.

Pinze di lunghezza 66 cm o 80 cm.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per agevolare la presa o afferrare piccoli oggetti posti ad una certa distanza.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y242103	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. AQ-31	1826321/R
	Ref. AQ-32	1826505/R
	Ref. AQ-33	1826506/R
Codice Nomenclatore Tariffario	n/d	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2010	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Codice articolo	AQ-31	AQ-32	AQ-33
Lunghezza massima	66 cm	80 cm	66 cm
Peso	230 g	240 g	230 g
Struttura	Fissa	Fissa	Pieghevole
Materiali componenti	Aluminum, ABS, PVC.	Aluminum, TPR, PVC, ABS.	Aluminum, ABS, PVC.
Calamita	Si	Si	Si

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-3x**	Pinza prensile con calamita	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene una pinza prensile a seconda del codice variante scelto.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.1	03/06/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

