

## TAVOLINO SERVILETTO CON RUOTE

*Ref. AQ-60N*



### Descrizione

Tavolino serviletto con 4 ruote, di cui due con freno. Piano di appoggio con regolazione in inclinazione. Sistema di regolazione in altezza manuale.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per agevolare alcune funzioni alle persone allettate.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y1803	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2187045/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.
Fabbricante	INTERMED S.r.l.
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a
Distributore	INTERMED S.r.l.

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997LETTIEACC5L
---------------------	----------------------

<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
AQ-60N	8052679975457

## Caratteristiche Tecniche

AQ-60N	Superficie appoggio 40 x 60 cm Altezza regolabile da 72 a 115 cm Portata 13 Kg
--------	--

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-60N	Tavolino serviletto	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/12/2021	Prima emissione scheda tecnica

