

TAVOLINO SERVILETTO CON RUOTE

Ref. AQ-62N



Descrizione

Tavolino serviletto con struttura pieghevole dotato di base a quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema frenante. Piano inclinabile in otto diverse posizioni e regolabile in altezza. Il dispositivo viene fornito completamente assemblato.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per agevolare alcune funzioni alle persone allettate.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y1803	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	3036657/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997LETTIEACC5L
Codice Ref.	UDI-DI
AQ-62N	8056992234390

Caratteristiche Tecniche

AQ-62N	Superficie appoggio 40 x 60 cm Altezza regolabile da 72 a 95 cm Ingombro base 57 x 49 cm
--------	--

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-62N	Tavolino serviletto	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	20/05/2026	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

