

SEDIA SUBITO IN PIEDI

Ref. AQ-70N



Descrizione

Sedia regolabile a sette differenti livelli d'altezza con struttura in acciaio verniciato e schienale e braccioli estraibili. Ausilio particolarmente indicato, tra l'altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all'anca ed in presenza di difficoltà motorie in seduta.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per il sostegno in posizione semi-seduta.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y037899	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2187053/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Anno immissione in commercio	2021
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.
Fabbricante	INTERMED S.r.l.
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a
Distributore	INTERMED S.r.l.

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997QUOTIDYU
---------------------	-------------------

Codice Ref.	UDI-DI
AQ-70N	8052679975594

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni seduta	28 x 36 cm
Dimensioni schienale	15 x 29 cm
Altezza schienale	28 cm
Distanza tra i braccioli	49,5 cm
Regolazione in altezza	Da 55 a 70 cm
Materiali	Struttura: Acciaio verniciato Braccioli e tubi schienale: Acciaio cromato Sedile e schienale: plastica imbottita Puntali: gomma antiscivolo
Peso	5,6 Kg
Portata	135 Kg

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del dispositivo e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-70N	Sedia subito in piedi	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/12/2021	Prima emissione scheda tecnica

