

Carrozze/comode per bariatrici con schienale reclinabile
Ref. BAR-250-TFxx /BAR-250-TWxx



Il modello ed il colore nella foto sono puramente indicativi.

Descrizione

Carrozze/comode rinforzate con telaio rigido e schienale reclinabile, disponibili con ruote posteriori da 24" con copertone in PU pieno. Braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Sedile e schienale imbottiti resistenti al fuoco. Schienale reclinabile e alza gambe, servoassistiti con molla a gas. Disponibili in versione con sedile intero (TF) o con sedile da comoda (TW). Attacco forcella con rinforzo. Carrozze indicate per pazienti obesi di peso fino a 250 Kg. (A richiesta, possibilità di avere profondità di seduta adattata al paziente)

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti obesi che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BAR-250-TF55	2490286/R
	BAR-250-TF60	2490299/R
	BAR-250-TF65	2490301/R
	BAR-250-TF70	2490303/R
	BAR-250-TF75	2490305/R
	BAR-250-TW55	2490306/R

	BAR-250-TW60	2490307/R
	BAR-250-TW65	2490309/R
	BAR-250-TW70	2490310/R
	BAR-250-TW75	2490312/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2023	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
Codice Ref.	UDI-DI
BAR-250-TF55	8052679979912
BAR-250-TF60	8052679979929
BAR-250-TF65	8052679979936
BAR-250-TF70	8052679979943
BAR-250-TF75	8052679979950
BAR-250-TW55	8052679979967
BAR-250-TW60	8052679979974
BAR-250-TW65	8052679979981
BAR-250-TW70	8052679979998
BAR-250-TW75	8056992230002

Caratteristiche Tecniche

BAR-250-xx	55	60	65	70	75
Larghezza sedile	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm
Profondità sedile	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Ingombro larghezza	77 cm	82 cm	87 cm	92 cm	97 cm
Ingombro lunghezza	109 cm	109 cm	109 cm	109 cm	109 cm
Peso	29 Kg	29,5 Kg	30 Kg	30,5 Kg	31,0 Kg
Portata	250 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Ruote posteriori	24"	24"	24"	24"	24"

Variazione profondità sedile	47,5 cm	50 cm
-------------------------------------	---------	-------

Accessori opzionali

BAR-AP	Asta porta-flebo
BAR-AMP	Morsetto per asta porta flebo
BAR-AVAR-xx	Variazione profondità sedile

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*BAR-250-xxxx	Carrozzina bariatrica	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

*All'interno della scatola, la carrozzina nella versione scelta

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	06/02/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito e adeguamento normativo
1.1	13/10/2023	Notifica ministeriale

