

PROTEZIONI EASY IN FIBRA CAVA SILICONATA

Ref. CA-205 – Ref. CA-206



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Protezioni per la prevenzione del decubito realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro. L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

CA-205 protezione per gomito

CA-206 protezione per tallone

Destinazione d'uso

Prevenzione del decubito in pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione d'aria.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SÌ	☐ NO
Codice CND	V0811	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	CA-205 CA-206	2785681/R 2785682/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SÌ	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SÌ	☐ NO

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2013	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbrikante	INTERMED srl	
SRN Fabbrikante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997QUOTIDYU
--------------	-------------------

Codice Ref.	UDI-DI
CA-205	8052679975686
CA-206	8052679975693

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	CA-205: 30 x 30 cm CA-206: 34 x 31 cm
Peso	CA-205: 130 gr CA-206: 135 gr
Materiale fodera	100% cotone
Interno	Fibra cava siliconata 16 Den.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	 Lavabile alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri  Non candeggiare  Non centrifugare  Non stirare
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CA-205 CA-206*	Protezione in fibra cava siliconata per gomito Protezione in fibra cava siliconata per tallone	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

*Uno dei due codici in base alla scelta in fase di ordine

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	22/03/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito per aggiornamento normativo
2.0	12/12/2023	Aggiornamento caratteristiche tecniche
2.1	20/05/2026	Aggiornamento valori fibra cava

