

Codice	Descrizione
CC-001S	Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale, misura small
CC-001M	Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale, misura medium
CC-001L	Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale, misura large

**Indicazioni**

- Distorsioni gravi.
- Traumi vertebrali.
- Discopatie cervicali.
- Immobilizzazioni post-operatorie del rachide cervicale.

Descrizione

- Struttura bivalva realizzata in polietilene espanso.
- Parte anteriore con mentoniera, appoggio sternale e foro tracheale.
- Parte posteriore con appoggio occipitale e dorsale.
- Cinturini laterali con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>COLLARE CERVICALE</p> <p>PHILADELPAHIA</p> <p>CON FORO TRACHEALE</p>	<p>Rev 00</p> <p>Luglio 2013</p>
---	---	--

- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del collare devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del collare e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del collare.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del collare su altri pazienti.

Materiali componenti

Struttura Polietilene espanso
 Foro tracheale Polipropilene
 Cinturini di chiusura Nylon

Dati tecnici

Modello	Distanza appoggio sternale/mento
CC-001S	da 7,5 a 8,7 cm
CC-001M	da 8,7 a 10 cm
CC-001L	da 10 a 12,2 cm

Modalità di lavaggio

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y060312**
N. Repertorio **CC-001S 1051097/R**
 CC-001M 1051106/R
 CC-001L 1051107/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE