

CINTURE DI CONTENZIONE DA LETTO

Ref. 24/07S

Ref. 24/07D



Descrizione

24/07S Cintura semplice formata da una fascia da assicurare all'addome del paziente e fissata tramite blocchetto di chiusura con chiave magnetica, avendo cura di non interessare bacino o cassa toracica, e da due nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto tramite chiusure plastificate. La cintura consente al paziente la sola posizione supina.

24/07D Cintura doppia formata da due fasce, la più interna delle quali da assicurare all'addome del paziente e fissata tramite blocchetto di chiusura con chiave magnetica, avendo cura di non interessare bacino o cassa toracica, e da quattro nastri da fissare alle sponde non staccabili del letto tramite blocchetti di chiusura con chiave magnetica. La cintura consente al paziente la posizione supina e laterale.





Destinazione d'uso

Ausilio indicato per pazienti allettati al fine di prevenire rischi di caduta dal letto.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V0880	
Identificativo di Registrazione		
Ref. 24/07S	642139	
Ref. 24/07D	642109	
Codice Classificazione ISO	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(Nome e numero dell'Ente)	n/a	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2012	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	Erregi sas	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Fascia e nastri: 100% cotone con cuciture in poliammide Occhielli: ottone nichelato Ganci di fissaggio al letto: nylon 6 Chiusure magnetiche Segufix
	Lavabile a macchina o in autoclave alla temperatura massima di 95°
	Non candeggiare
	Non torcere
	Non Stirare

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavabile in lavatrice a max. 95°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare. Non centrifugare.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*24/07-x	Cintura per trasferimenti	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*all'interno della confezione ci sarà la cintura nella misura richiesta

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	ND

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	29/06/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

