

Rev. 00  
Ottobre 2008



## Scheda tecnica

CN-100.503

Valigetta base a tenuta ermetica



Codice	Descrizione
<b>CN-100.503</b>	Valigetta base a tenuta ermetica con supporto a parete per aziende con meno di 3 lavoratori.

Indicazioni	
Produttore	<b>PVS S.p.a.</b>
Conformità	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.

### Indicazioni

Valigetta base con supporto per attacco a parete per aziende con meno di 3 lavoratori rientranti nel gruppo C.

### Descrizione

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

#### Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile

#### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Telo sterile cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido 3 bustine salviette disinfettanti PMC 2 bustine salviette ammoniaca
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni:	225 x 240 x 123 mm.
Peso:	2,10 Kg.

### Conservazione

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.