

POMPETTA PER CIAMBELLE

Ref. CN-100.784



Descrizione

Pompetta per il gonfiaggio manuale di ciambelle in gomma.
Bulbo e tubo in gomma naturale.
Connettore per il collegamento del tubo alla pompetta.
Il dispositivo contiene lattice.

Destinazione d'uso

La pompetta è indicata per il gonfiaggio di ciambelle utilizzate da utenti che necessitano di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni durante la posizione seduta. Il dispositivo è destinato a soggetti adulti.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V0880	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	700350	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2009	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	For.Me.Sa. S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Gomma naturale
Lunghezza	27 cm
Diametro bulbo	5 cm

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Il dispositivo contiene lattice.  Non utilizzare su cute lesa.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l'imballo originale congiuntamente ad un ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1°C e +40°C.
MANUTENZIONE E PULIZIA	La superficie esterna può essere pulita con acqua tiepida e un detergente neutro non aggressivo. Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CN-100.784	Pompetta per il gonfiaggio di ciambelle in gomma.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	26/02/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

