

TERMOMETRO DIGITALE IMPERMEABILE CON GRANDE DISPLAY***Ref. DT-K111*****Descrizione**

Termometro digitale impermeabile per utilizzo orale, rettale e ascellare, dal design moderno e funzionale. Grande display LCD per indicazione temperatura con retroilluminazione, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa. Segnale acustico di termine misura. Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione. Memoria dell'ultima rilevazione.


Destinazione d'uso

Strumento per la rilevazione della temperatura corporea in ambiente casalingo o ospedaliero.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	V0301010201	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2628989/R	
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico	☐ I ☐ Im ☐ Is ☒ IIa ☐ IIb ☐ III	
Classe e tipo apparecchiatura - CEI 62-5	☐ I ☒ II ☐ AI	
	☐ B ☒ BF ☐ CF	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☒ SI	☐ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	HANGZHOU HUA'AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO., LTD.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	SHANGHAI INTENATIONALHOLDING CORP. GMBH	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Dettagli



M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Caratteristiche Tecniche

FUNZIONE IMPERMEABILE PER USO COMUNE	
Range	32 °C – 42.9 °C / 89.6 °F – 109.2 °F
Precisione	±0,1 °C / 0.2 °F (35.5 °C-42.2 °C / 95.9 °F – 107.6 °F) ±0,2 °C / 0.4 °F (32.0 °C-42.9 °C / 89.6 °F – 109.2 °F)
Temperatura ambiente di utilizzo	(5~35) °C, ≤80%RH
Temperatura di stoccaggio/trasporto	(-25~55) °C, ≤95%RH
Display	LCD
Memoria	Ultima misurazione
Batteria	Batteria alcalina, tipo LR41, 1,5 V
Durata della batteria	Minima 100 ore in funzionamento continuo
Dimensioni	13,9 cm x 2,2 cm x 1,3 cm (L x W x H)
Peso	Circa 12 gr. (batteria compresa)
Livello di impermeabilità	IP22
Classificazione	Tipo BF
Normativa di riferimento	EN12470-3: Termometri clinici-Parte 3

Simboli

 or  batteria scarica

 Dispositivo di tipo BF


 Istruzioni per lo smaltimento del prodotto per dispositivi elettronici

 Numero di lotto

 Leggi attentamente l'indicazione

 Fabbricato da

 Marchio di conformità CE

 Data

 La batteria di questo prodotto è conforme ai requisiti dichiarati nelle direttive europee 2006/66 / CEE. E deve essere smaltita seguendo le direttive in materia di smaltimento rifiuti.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare il dispositivo in luogo asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Utilizzare un panno morbido ed asciutto sia per lo chassis che per la parte interna dove alloggia il sensore.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
DT-K111	Termometro digitale	1 cf

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	24/07/2024	Registrazione in banca dati

CE₀₁₉₇