

Altezza 20 cm	
Misura	Codice
S	FA-001S
M	FA-001M
L	FA-001L
XL	FA-001XL
XXL	FA-001XXL

Altezza 24 cm	
Misura	Codice
S	FA-002S
M	FA-002M
L	FA-002L
XL	FA-002XL
XXL	FA-002XXL

Altezza 27 cm	
Misura	Codice
S	FA-003S
M	FA-003M
L	FA-003L
XL	FA-003XL
XXL	FA-003XXL



### **Indicazioni**


- Deficienza temporanea della parete addominale.
- Trattamenti in fase post-operatoria.
- Contenzioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

### **Descrizione**

- Cintura contenitiva addominale o toracica realizzata in tessuto elastico traspirante.
- Sistema di chiusura a velcro.

### **Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della cintura addominale devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della cintura e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della cintura.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della cintura su altri pazienti.

	<b>SCHEDA TECNICA</b>  <b>CINTURA ADDOMINALE</b> <b>ABDOFIX</b>	<b>Rev 00</b>  <b>Luglio 2013</b>
---	--	---

**Materiali componenti**

Poliestere 50%, Poliammide 33%, Elastan 17%.

**Dati tecnici**

Modello			Circonferenza vita
FA-001S	FA-002S	FA-003S	da 65 a 80 cm
FA-001M	FA-002M	FA-003M	da 75 a 90 cm
FA-001L	FA-002L	FA-003L	da 85 a 100 cm
FA-001XL	FA-002XL	FA-003XL	da 95 a 110 cm
FA-001XXL	FA-002XXL	FA-003XXL	da 105 a 140 cm

**Modalità di lavaggio**



**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

1 pezzo

**Garanzia**

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore**

**INTERMED srl**

**Codice CND**

**Y060308**

**N. Repertorio**

<b>FA-001S</b>	<b>1051950/R</b>
<b>FA-001M</b>	<b>1051986/R</b>
<b>FA-001L</b>	<b>1051987/R</b>
<b>FA-001XL</b>	<b>1051988/R</b>
<b>FA-001XXL</b>	<b>1051989/R</b>
<b>FA-002S</b>	<b>1051990/R</b>
<b>FA-002M</b>	<b>1051991/R</b>
<b>FA-002L</b>	<b>1051992/R</b>
<b>FA-002XL</b>	<b>1051993/R</b>
<b>FA-002XXL</b>	<b>1051994/R</b>
<b>FA-003S</b>	<b>1051995/R</b>
<b>FA-003M</b>	<b>1051996/R</b>
<b>FA-003L</b>	<b>1051997/R</b>
<b>FA-003XL</b>	<b>1051998/R</b>
<b>FA-003XXL</b>	<b>1051999/R</b>

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE