

Rev. 00
Giugno 2014

LifeMED

Scheda tecnica

LIFEMED 15

Aspiratore chirurgico

INTERMED
Strumenti Medicali e Ausili



Codice	Descrizione
LIFEMED 15	Aspiratore chirurgico per uso continuo. Flusso d'aria 15 litri/min

Indicazioni	
Produttore	CA.MI snc
CND	Z120105
Repertorio	1220337
Conformità	Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Aspiratore chirurgico con flusso d'aria di 15 litri/min.

Descrizione

Lifemed 15 è un apparecchio ad alimentazione elettrica 230 V da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco e catarro). Il dispositivo è progettato per offrire facilità di trasporto e impiego continuo.

Particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio.

Realizzato con un corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee di recente approvazione.

Fornito di vaso in policarbonato completo sterilizzabile con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotamento posto sul pannello frontale.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

LIFEMED 15
Vaso da 1.000 cc
Set tubi 6 x 10 mm PVC trasparente
Connettore per sonde
Sonda d'aspirazione CH20
Filtro antibatterico ed idrofobico

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	230V - 50Hz
Potenza assorbita:	184 VA
Fusibile:	F1 x 1.6A L 250V
ISO 10079-1:	High vacuum /Low flow
Aspirazione massima:	-75kPa (- 0.75bar) Regolabile da -75kPa (-0.75 bar) a -10kPa (-0.10 bar)
Flusso massimo di aspirazione:	15 l/min
Peso:	2.2 kg
Dimensioni:	250 x 190 (h) x 160 mm
Protezione elettrica:	BF

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

L'utilizzo del dispositivo è riservato a personale qualificato.

Non smontare mai l'apparecchio.

Per qualsiasi intervento contattare il servizio assistenza tecnica Intermed.

Comunque, non utilizzare mai senza flacone e senza filtro di protezione.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Per una corretta procedura di pulizia e controllo delle parti costituenti e degli accessori, leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

In ogni caso, non lavare, sterilizzare o autoclavare mai il filtro antibatterico.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici ovvero riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno ad uno.

La raccolta differenziata per il successivo avvio dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Accessori

RE 210001	Vaso da 1.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210351	Vaso da 2.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210400	Sonda di aspirazione CH 20 – conf. 10
SP 0036	Set tubi con filtro 6 x 10 mm
RE210355	Set tubi senza filtro 6 x 10 mm
SP 0046	Filtro antibatterico per aspiratori INTERMED