

LAMPADINA DIAGNOSTICA CON PORTA ABBASSALINGUA

Ref. LM-04



Descrizione

Lampadina per diagnostica in metallo con porta abbassalingua e accensione a pressione. Clip integrata per riporla nel taschino del camice.

Destinazione d'uso

Lampadina diagnostica per esaminare superfici cutanee, canale auricolare e nasale.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Z129004	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2248374/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

M4.2.03 Rev.5 03/06/2021

Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd	
SRN Fabbricante	CN-MF-000009428	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)	
Importatore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	697038425PCHRR
---------------------	----------------

Dati tecnici

Misure	136 x 12 mm
Peso	14,3 g
Batterie	2 da 1,5V AAA

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno leggermente imbevuto di detergente non aggressivo, facendo attenzione a non bagnare eccessivamente il prodotto.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LM-04	Lampadina diagnostica con porta abbassalingua	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	01/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	04/05/2022	Aggiornamento nuovo MDR
2.1	16/05/2022	Aggiornamento informazioni

