

MARTELLETTO PER RIFLESSI TIPO DEJERINE

Ref. LM-08



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Martelletto in ABS con testina in lega di zinco e silicone e punta all'estremità del manico
Lunghezza complessiva 22 cm.

Destinazione d'uso

Martelletto utilizzato per l'esame del riflesso in ambito di esami neurologici.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | L160101 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 2045766/R | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 (Intermed) | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura | |
| Fabbricante | ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (Cina) | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Germania) | |
| Distributore | 2020 (Intermed) | |

Materiali

| | |
|---------|--------------------------|
| Testina | Lega di zinco e silicone |
| Manico | ABS |
| Peso | 106 g |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 22 cm |
|-----------|-------|

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. Disinfettare con detergenti a base alcolica. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|--|-----------------|
| LM-08 | Martelletto per riflessi modello <i>Dejerine</i> | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 24/07/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

