

Rev. 00
Maggio 2012

 **LifeMED**

Scheda tecnica

M-00.09.942

Stetofonendoscopio Acoustic per
adulti

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
M-00.09.942	Stetofonendoscopio Acoustic per adulti - GAMMA 3.2

Indicazioni	
Produttore	HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)
CND	C9005
Repertorio	1070226/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Stetoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano.

Descrizione

HEINE Stetoscopio GAMMA 3.2 - Latex Free

Stetoscopio a testina doppia in acciaio inossidabile. Con una membrana di diametro 44 mm e una campana di 30 mm.

In scatoletta di cartone rigido.

Accessori presenti all'interno della confezione

M-00.09.942
Olive grandi morbide

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

- Latex-free
- Lunghezza del solo tubo (senza archetto): 560 mm
- Archetto rinforzato. Per comfort e durata.
- Anello della membrana e della campana in materiale termoplastico.
- Previene shock termici al paziente.
- 5 anni di garanzia

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Per la pulizia raccomandiamo un telo pulito, bagnato con un detergente non aggressivo. Se necessario, la membrana può essere pulita con un prodotto disinfettante non aggressivo.

Per prolungare la flessibilità dei tubi dello stetoscopio raccomandiamo l'utilizzo di una protezione vinilica.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.