


MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO

Ref. MA-112



Descrizione

Materasso antidecubito in poliuretano espanso ventilato. Si tratta di una superficie antidecubito statica che trova applicazione nel settore degli ausili per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti a basso rischio (secondo scala NORTON) e peso fino a 150 kg.

Disponibile nella versione a sezione unica o a tre sezioni.

In adesione al D. Lgs. 81/2008, le superfici possono essere gestite in piena sicurezza.

Destinazione d'uso

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito.



Dettaglio della struttura

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y033306 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 1437720/R | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche Tecniche del Materasso

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensioni | 195 x 85 x 12 cm |
| Composizione | PU espanso ventilato |
| Densità | 30 kg/m ³ |
| Portata massima | 150 kg |
| Reazione al fuoco | Ignifugo classe1 IM |

Caratteristiche Tecniche della Fodera (opzionale)

| | |
|---------------------------------|--|
| Composizione | Poliestere (45 %) / Poliuretano (55 %), bielastica |
| Peso totale [g/m ²] | 190 ± 10 % |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Fodera: lavabile con comuni detergenti e acqua ossigenata Massima temperatura di lavaggio consentita 95°C. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| MA-112 | Materasso Poliuretano espanso | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|---|-----------------|
| MA-12/14F | Fodera di rivestimento per il materasso | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|--|
| 1.0 | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 1.1 | 17/05/2017 | Modifiche al contenuto della confezione |
| 1.2 | 20/06/2018 | Modifica del layout della tabella di identificazione del prodotto; aggiunta del simbolo di marcatura CE; aggiornamento del sistema di gestione qualità nel footer del documento. |

