

CARROZZINA AD INGOMBRI RIDOTTI

Ref. NARROW-40 - Ref. NARROW-43 – Ref. NARROW-45



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole, per agevolare l'utilizzo in ambienti stretti. La struttura è dotata di una crociera singola, braccioli estraibili che agevolano gli spostamenti del paziente e di maniglie posteriori per l'assistente. Ruote posteriori per autospinta diametro 20" ruote anteriori diametro 7" piroettanti. Le pedane sono girevoli, estraibili e regolabili in altezza. La carrozzina è disponibile nelle diverse misure di 40, 43 e 45 cm.

Destinazione d'uso

La carrozzina consente il trasporto autonomo o assistito di persone con difficoltà motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM: Ref. NARROW-40 Ref. NARROW-43 Ref. NARROW-45	2014256/R 2014260/R 2014262/R	
Codice Nomenclatore Tariffario		
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Modello NARROW-	40	43	45
Larghezza seduta	40 cm	43 cm	45 cm
Larghezza totale	51 cm	54 cm	56 cm
Profondità seduta	42 cm		
Altezza seduta	56 cm		
Altezza schienale	37 cm		
Lunghezza totale	102 cm		
Portata	120 Kg		
Materiali	<p>Telaio in acciaio. Schienale e seduta in materiale fuoco-ritardante. Ruote posteriori a raggi con mancorrenti in alluminio e copertoni in PU pieno. Ruote anteriori in plastica con copertone in PU pieno. Forcella per ruote anteriori in Alluminio. Braccioli in Poliuretano. Sistema frenante in ferro</p>		
Peso	≥ 16 kg, secondo configurazione		
Diametro tubi telaio	20 mm		
Diametro tubi crociera	26 mm		
Diametro ruote posteriori	20"		
Diametro ruote anteriori	7"x 1,25"		
Freni di stazionamento	Leve in ferro ad azionamento manuale		
Braccioli	Tipologia semi- <i>desk</i>		

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide né spugne abrasive. Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente. Per le modalità di manutenzione e pulizia leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
NARROW 4x**	Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Nd		
Nd		

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	30/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

