

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>PROTEZIONI PER TALLONE E GOMITO IN VELLO SINTETICO</p>	<p>Rev 00</p> <p>Novembre 2010</p>
---	---	--

Codice	Descrizione
PA-2	Protezione per tallone
PA-3	Protezione per gomito

Indicazioni

Prevenzione del decubito in pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Protezioni per tallone e gomito realizzate in vello sintetico con sistema di fissaggio a velcro.

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Materiali componenti

Fibra di poliestere 100%

Pulizia

Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Confezione al paio

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore

Protezione per tallone 03.33.09.003

Protezione per gomito 03.33.09.009

Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE