

**POLSIERA UNIVERSALE
CON STECCA PALMARE**

| Misura | Codice | Codice |
|--------|----------------|---|
| Unica | PL-002D | Polsiera universale con stecca palmare destra |
| Unica | PL-002S | Polsiera universale con stecca palmare sinistra |

**Indicazioni**

- Distorsioni del polso e del carpo.
- Tendiniti.
- Artriti.
- Trattamenti in fase post-operatoria.

Descrizione

- Struttura elastica per una maggiore aderenza alla conformazione del polso.
- Stecca palmare rigida in metallo estraibile.
- Triplo sistema di chiusura a velcro con ulteriore cinghia di stabilizzazione elastica.
- Cinturino di chiusura palmo-dorsale.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della polsiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della polsiera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della polsiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della polsiera su altri pazienti.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

POLSIERA UNIVERSALE CON STECCA PALMARE

Materiali componenti

| | |
|----------------------------|-------------|
| Struttura | Poliestere |
| Stecca estraibile | Metallo |
| Alloggiamento stecca | Poliuretano |
| Cinghia di stabilizzazione | Poliestere |
| Chiusure | Nylon |

La polsiera contiene lattice.

Modalità di lavaggio

Lavaggio parti in tessuto

Rimuovere la stecca in metallo e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060612

N. Repertorio

PL-002D

956034/R

PL-002S

956054/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE