


ERGODRIVE Carrozzina elettrica basculante da esterni***Ref. PW-X300-x*****Descrizione**

Carrozzina elettrica da esterni, telaio in alluminio con basculamento elettrico della seduta, ammortizzatori posteriori, dotata di luci anteriori e posteriori con frecce direzionali. La barra anteriore, dove sono fissate le forcelle con ruote, è snodata e permette di mantenere le ruote sempre a contatto anche su terreni sconnessi. Schienale con cuscino anatomico, regolabile in larghezza e altezza con regolazione elettrica dell'inclinazione. Poggia-testa con regolazioni in inclinazione, altezza e laterali. Seduta regolabile in larghezza, braccioli regolabili in altezza, estraibili dotati di spondine protetti abiti, pedane estraibili, regolabili in altezza e inclinazione con regolazione della flessione-estensione della palette poggia-piedi. Il comando di guida è montato su attacco snodato che permette di trovare la migliore posizione per l'utilizzo. Ruote posteriori pneumatiche da 14" su cerchio in alluminio, le ruote anteriori hanno dimensione 9", pneumatiche su cerchio in alluminio. Dotata di 2 batterie da 52 Ah cad. che permettono un'autonomia di 30 Km. Carrozzina con freni elettromagnetici per un utilizzo sicuro. Disponibile nei colori Blu o Arancione.

(NB: i dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a velocità media).

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122127	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	PW-X300-B PW-X300-A	3036652/R 3036652/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.36.06.015 + 12.23.91.009 + 12.23.91.021 + 12.23.91.033 + 12.23.91.039	
Identificativo di registrazione EUDAMED	PW-X300-B PW-X300-A	08056992234369 08056992234376
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☐ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2025	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Intermed srl	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	nd	
SRN EC-REP	nd	
Importatore e Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	
Codice Ref.	UDI-DI
PW-X300-B	8056992234369
PW-X300-A	8056992234376

Caratteristiche Tecniche – Carrozzina

Materiali	Telaio in Alluminio verniciato a polveri Blu o Arancione
Larghezza seduta regolabile	da 43 a 48 cm
Profondità seduta regolabile	da 43 a 49 cm
Larghezza totale	da 59 a 71 cm
Lunghezza totale (completamente reclinata)	da 115 a 182 cm
Altezza schienale	52 cm
Basculamento seduta	20°
Inclinazione schienale	da 90° a 140°
Altezza braccioli regolabile	da 17 a 29 cm
Larghezza totale	58 cm
Lunghezza totale	108 cm
Altezza seduta dal suolo	45 cm (anteriore)
Velocità massima	10 km/h
Autonomia	30 Km
Pendenza superabile	Max 10°
Raggio minimo di sterzata	90 cm
Ruote anteriori [diametro] x [larghezza]	9"x 3"
Ruote posteriori [diametro] x [larghezza]	14"x 3"
Altezza Pedane dalla seduta	da 45 a 57,5 cm
Portata	136 kg
Peso con batterie	≥ 106,5 kg
Peso batterie	30 Kg

Caratteristiche Tecniche - Alimentazione

Potenza motore	340 W
Comando	Dynamic
Batterie	2 x 12 V, 52 Ah al Piombo.
Carica batterie	Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2-0,5 A, Classe II Uscita: 24 V CC, 6 A

Caratteristiche per il trasporto



La carrozzina è dotata di sistemi di ancoraggio specifici, (A) e (B) indicati qui di lato, per fissare la carrozzina al veicolo durante il trasporto.



ATTENZIONE

Non utilizzare parti del telaio o parti mobili dello stesso, per fissare la carrozzina durante il trasporto.

Classi di protezione

Classe di protezione del caricabatterie	IPX1
Classe di isolamento del caricabatterie	Class 2
Livello sonoro massimo del motore dello scooter	68 dB
Compatibile con EMC secondo	ISO 7176-21

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
PW-X300-x	Carrozzina elettrica ERGODRIVE	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
		1
		1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	12/12/2025	Prima emissione della scheda tecnica secondo nuovo Regolamento MDR
1.1	06/08/2026	Aggiornamento foto

